


# iBlock

KIT CÂNULA PARA BLOQUEIO DE NERVOS COM  
CANAL EXCLUSIVO PARA INJEÇÃO DE FÁRMACO



O **Kit Cântula I-Block** é indicado para Bloqueio Facetário com estimulação. Suas marcações radiopacas no corpo da cântula e ranhuras na ponta ficam visíveis em ambos os métodos de imagem, o que permite um alto grau de precisão e segurança para o cirurgião.

## Composição:



Manifold  
2 vias



Extensão com  
Conexão Luer Lock



Cântulas  
Ecogênicas



Seringa  
Anatômica



Conectores para Estímulo  
e Injeção de Fármaco

  
**GenesysMed**