

i Disc

I-DISC DISCOGRAFIA PROVOCATIVA (PSI)
DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS



Kit Cânula I-Disc auxilia na detecção de danos e/ou doenças na estrutura dos discos intervertebrais, tais como lesões e rupturas.

O procedimento é realizado com auxílio de contraste, pois ao mesmo tempo que deixa o disco intervertebral mais visível, ele também pressuriza, afim de diagnosticar com precisão a origem da dor (discogênica ou facetária).



● Manômetro

Composição:



Cânulas
introdutoras



Seringa
anatômica



Torneira 3 vias
com extensor

