

LG2

GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA

LANÇAMENTO



Novo Gerador de Termolesão por Radio Frequência LG2 combina uma interface digital com um sistema leve e compacto, tendo soluções para terapias da Dor e Neurocirurgia Funcional.

Características:

- Gerador Multicanais com design compacto e leve.
- Monitoramento de qualidade de contato (CQM) de eletrodo neutro.
- Display LCD Digital Touchscreen.
- Controle remoto para operar o dispositivo a partir do campo estéril.
- Compatível com todos os eletrodos TC inomed para terapia da dor e neurocirurgia.



inomed



Fabricado por:

Inomed Medizintechnik GMBH

Anvisa: 80410900058


GenesysMed

Endereço: Av. Jabaquara, 2049 Sl. 45 - Mirandópolis - São Paulo-SP - CEP: 04045-003

Telefone: (11) 2391-3085 Site: www.genesysmed.com.br